

Masque de protection réutilisable BOMA - sachet de 5 pièces

GÉNÉRAL

Sachet de 5 masques de protection lavables très légers et confortables

- polypropylène 3 plis avec traitement hydrophobe (solution 3 en 1)
- filtration bactérienne (BFE) de 90% et un haut degré de respirabilité
- certifié Covid-19 par Centexbel selon NBN
- conforme à AFNOR CAT I
- approuvé par Test Achats
- lavable jusqu'à 25 fois
- élastiques ronds souples
- ajustable à la forme du visage par une barrette métallique
- hypoallergénique
- masque LxB: 17,7 x 9,3 cm
- guide d'utilisation



UTILISATION

Laver et ranger:


Lavez-le pendant 30 minutes à 60°, ou faites-le bouillir pendant 15 minutes dans une casserole utilisée exclusivement à cet effet
Ne repassez-le pas directement, mais avec un torchon dessus.
Ranger le masque lavé et sec dans un sac refermable.

Comment le mettre:

Lavez-vous les mains à l'eau et au savon avant de toucher le masque.
Mettez le masque au moyen des élastiques.

Comment le retirer:


Lavez-vous les mains à l'eau et au savon avant de retirer le masque.
Enlevez le masque au moyen des élastiques.



Lavage 60 °C



Blanchiment interdit



Séchage en tambour
interdit



Ne pas repasser

Masque de protection réutilisable BOMA - sachet de 5 pièces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxL) 25.5 x .5 x 13.5 cm

- masque 100% polypropylène
- barrette métallique: métal
- sachet: polyéthylène

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article	779740
Unité	Petit Sac
Dimensions	25.5 x .5 x 13.5 cm
Poids brut	25 g
Poids net	25 g
Code EAN	

