

Masque de protection FFP2 - 10 pièces

GÉNÉRAL

Masque de protection FFP2

- Convient à EN 149:2001+A1:2009
- CE certifié
- Modèle BKG-N01 NR: pliable verticalement
- 4 couches non tissé
- Barre de nez
- Emballé individuellement
- 10 masques par boîte



UTILISATION

- Ouvrir et tenir le masque par les attaches auriculaires
- Placez le masque en position ouverte et couvrant le nez et la bouche
- Places les 2 attaches derrière les oreilles
- Si le masque n'est pas bien ajusté, utilisez l'extenseur de masque
- Ajustez bien la barrette nasale sur votre nez afin que le masque soit contre le visage
- Couvrez le masque avec vos mains afin de vérifier l'étanchéité

Masque de protection FFP2 - 10 pièces

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxL) 18 x 4 x 11 cm

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article	779748
Unité	Boite
Dimensions	18 x 4 x 11 cm
Poids brut	104 g
Poids net	104 g
Code EAN	

Emballage

Quantité par emballage	48
Code EAN	9507972357299

Palette

Quantité par palette	1440
----------------------	------

